

2023

# 문제해결 규칙 수집

작성일 : 2023.04.10

학번 : 2023254002

성명 : 이민수

**META BIOMED CO., LTD.**

Diamond Quality Gold Service Silver

# 목 차

## 01 품목그룹코드

## 02 제품에 따라 시험 조건 확인

- 제품군 & 제품 Size 조건 확인

# 01. 품목그룹코드

META BIOMED CO., LTD.

Diamond Quality Gold Service Silver Price

품목그룹코드		Multi 제품								MONO 제품			
		MEPFIL	MEPFIL -LAC	MEPFIL -QUICK	MEPFIL II	MEPFIL -LAC QUICK	MEPFIL -LAC PLUS	MEPFIL -UPE	MEPFIL -UPE T	MEPFIL-D		MEFPI-MO	PCL
										Violet	Undyed		
		SR	SL	SQ	ST	SU	SP	EU	EE	SD	SW	SM	EC
USP 7	E	-	-	-	-	-	-	20EUE	-	-	-	-	-
USP 6	D	20SRD	20SLD	-	20STD	-	-	20EUD	-	-	-	-	-
USP 5	C	20SRC	20SLC	-	20STC	-	-	20EUC	-	20SDC	-	-	20ECC
USP 3&4	B	20SRB	20SLB	-	20STB	-	-	20EUB	-	20SDB	20SWB	-	20ECB
USP 2	A	20SRA	20SLA	20SQA	20STA	20SUA	20SPA	20EUA	20EEA	20SDA	20SWA	20SMA	20ECA
USP 1	1	20SR1	20SL1	20SQ1	20ST1	20SU1	20SP1	20EU1	20EE1	20SD1	20SW1	20SM1	20EC1
USP 0	0	20SR0	20SL0	20SQ0	20ST0	20SU0	20SP0	20EU0	-	20SD0	20SW0	20SM0	20EC0
USP 2-0	2	20SR2	20SL2	20SQ2	20ST2	20SU2	20SP2	20EU2	-	20SD2	20SW2	20SM2	20EC2
USP 3-0	3	20SR3	20SL3	20SQ3	20ST3	20SU3	20SP3	-	-	20SD3	20SW3	20SM3	20EC3
USP 4-0	4	20SR4	20SL4	20SQ4	20ST4	20SU4	20SP4	-	-	20SD4	20SW4	20SM4	20EC4
USP 5-0	5	20SR5	20SL5	20SQ5	20ST5	20SU5	20SP5	-	-	20SD5	20SW5	20SM5	20EC5
USP 6-0	6	20SR6	20SL6	20SQ6	20ST6	20SU6	-	-	-	20SD6	20SW6	20SM6	20EC6
USP 7-0	7	20SR7	20SL7	20SQ7	20ST7	-	20SP7	-	-	20SD7	20SW7	-	20EC7
USP 8-0(X10)	8	20SR8	20SL8	20SQ8	20ST8	-	-	-	-	20SDZ	-	-	-

## 02. 제품에 따라 시험 조건 확인

제품군 & 제품 Size 조건 확인

규칙1.

IF TSSRD, TSSRC, TSSRB, TSSRA, TSSR1, TSSR0, TSSR2, TSSR3, TSSR4, TSSR5, TSSR6 이다.

AND 의뢰일은 7일이다

Then Water Bath 43°C NO.13에 넣어야 한다.

규칙2.

IF TSSR7, TSSR8 이다.

AND 의뢰일은 14일이다

Then Water Bath 37°C NO.12에 넣어야 한다.

규칙3.

IF TSSLD, TSSLC, TSSLB, TSSLA, TSSL1, TSSL0, TSSL2, TSSL3, TSSL4, TSSL5, TSSL6, TSSL7, TSSL8 이다.

AND 의뢰일은 14일이다

Then Water Bath 37°C에 NO.1에 넣어야 한다.

## 02. 제품에 따라 시험 조건 확인

제품군 & 제품 Size 조건 확인

규칙4.

IF TSSLD, TSSLC, TSSLB, TSSLA, TSSL1, TSSL0, TSSL2, TSSL3, TSSL4, TSSL5, TSSL6, TSSL7, TSSL8 이다.

AND 의뢰일은 7일이며, 가속이다.

Then Water Bath 43°C에 NO.15에 넣어야 한다.

규칙5.

IF TSSQA, TSSQ1, TSSQ0, TSSQ2, TSSQ3, TSSQ4, TSSQ5, TSSQ6, TSSQ7, TSSQ8 이다.

AND 의뢰일은 7일이다

Then Water Bath 37°C NO.2에 넣어야 한다.

규칙6.

IF TSSTD, TSSTC, TSSTB, TSSTA, TSST1, TSST0, TSST2, TSST3, TSST4, TSST5, TSST6 이다.

AND 의뢰일은 7일이다

Then Water Bath 43°C NO.14에 넣어야 한다.

## 02. 제품에 따라 시험 조건 확인

제품군 & 제품 Size 조건 확인

규칙7.

IF TSST7, TSST8 이다.

AND 의뢰일은 14일이다

Then Water Bath 37°C NO.12에 넣어야 한다.

규칙8.

IF TSSUA, TSSU1, TSSU0, TSSU2, TSSU3, TSSU4, TSSU5, TSSU6 이다.

AND 의뢰일은 14일이다

Then Water Bath 37°C NO.3에 넣어야 한다.

규칙9.

IF TSSPA, TSSP1, TSSP0, TSSP2, TSSP3, TSSP4, TSSP5, TSSP7 이다.

AND 의뢰일은 14일이다

Then Water Bath 37°C NO.4에 넣어야 한다.

## 02. 제품에 따라 시험 조건 확인

제품군 & 제품 Size 조건 확인

규칙10.

IF TSEUE, TSEUD, TSEUC, TSEUB, TSEUA, TSEU1, TSEU0, TSEU2 이다.

AND 의뢰일은 14일이다

Then Water Bath 37°C NO.5에 넣어야 한다.

규칙11.

IF TSEEA, TSEE1 이다.

AND 의뢰일은 14일이다

Then Water Bath 37°C NO.6에 넣어야 한다.

규칙12.

IF TSSDC, TSSDB, TSSDA, TSSD1, TSSD0, TSSD2, TSSD3, TSSD4, TSSD5, TSSD6, TSSD7, TSSDZ

TSSWB, TSSWA, TSSW1, TSSW0, TSSW2, TSSW3, TSSW4, TSSW5, TSSW6, TSSW7 이다.

AND 의뢰일은 14일이다

Then Water Bath 37°C NO.7에 넣어야 한다.

## 02. 제품에 따라 시험 조건 확인

제품군 & 제품 Size 조건 확인

규칙13.

IF TSSDC, TSSDB, TSSDA, TSSD1, TSSD0, TSSD2, TSSD3, TSSD4, TSSD5, TSSD6, TSSD7, TSSDZ

TSSWB, TSSWA, TSSW1, TSSW0, TSSW2, TSSW3, TSSW4, TSSW5, TSSW6, TSSW7 이다.

AND 의뢰일은 28일이다

Then Water Bath 37°C NO.8에 넣어야 한다.

규칙14.

IF TSSMA, TSSM1, TSSM0, TSSM2, TSSM3, TSSM4, TSSM5, TSSM6 이다.

AND 의뢰일은 7일이다

Then Water Bath 37°C NO.9에 넣어야 한다.

규칙15.

IF TSSMA, TSSM1, TSSM0, TSSM2, TSSM3, TSSM4, TSSM5, TSSM6 이다.

AND 의뢰일은 14일이다

Then Water Bath 37°C NO.10에 넣어야 한다.



## 02. 제품에 따라 시험 조건 확인

제품군 & 제품 Size 조건 확인

규칙16.

IF TSSEC, TSSEB, TSSEA, TSSE1, TSSE0, TSSE2, TSSE3, TSSE4, TSSE5, TSSE6, TSSE7 이다.

AND 의뢰일은 14일이다

Then Water Bath 37℃ NO.11에 넣어야 한다.

규칙17.

IF TSSDC, TSSDB, TSSDA, TSSD1, TSSD0, TSSD2, TSSD3, TSSD4, TSSD5, TSSD6, TSSD7, TSSDZ

TSSWB, TSSWA, TSSW1, TSSW0, TSSW2, TSSW3, TSSW4, TSSW5, TSSW6, TSSW7 이다.

AND 의뢰일은 7일이며, 가속이다.

Then Water Bath 43℃ NO.16에 넣어야 한다.

규칙18.

IF TSSDC, TSSDB, TSSDA, TSSD1, TSSD0, TSSD2, TSSD3, TSSD4, TSSD5, TSSD6, TSSD7, TSSDZ

TSSWB, TSSWA, TSSW1, TSSW0, TSSW2, TSSW3, TSSW4, TSSW5, TSSW6, TSSW7 이다.

AND 의뢰일은 14일이며, 가속이다.

Then Water Bath 43℃ NO.17에 넣어야 한다.

## 02. 제품에 따라 시험 조건 확인

제품군 & 제품 Size 조건 확인

규칙19.

IF Test Sample 37℃ 이다.

Then Water Bath 37℃ NO.18에 넣어야 한다.

규칙20.

IF Test Sample 43℃ 이다.

Then Water Bath 43℃ NO.19에 넣어야 한다.



## “인류의 생명과 건강”

끊임없는 연구 개발 및 차세대 신기술 개발을 위한 투자,  
세계 무대에서의 노하우 및 단단한 Partnership을 통해  
첨단생명 공학 전문회사로 한 단계 더 성장하여  
인류의 생명과 건강을 책임지겠습니다.

**META BIOMED CO., LTD.**

***End of document***

---